

# AFPLAKKEN “FFP2 TAPE NOSE”

## Welke tape?

- Medische tape met een breedte  $\geq 2,5$  cm
- tape die goed kleeft op de huid, maar de huid niet beschadigt bij verwijderen
- voldoende luchtdicht
- IDEWE gebruikt Omnifilm 2,5cm X 5m bij de ATP test - neem vergelijkbare tape



## Hoe aanbrengen?

- Zet het masker op en duw de neusbrug goed aan naar de vorm van uw neus
- Stap 1: Kleef vanaf de zijkanten van de wangen tape naar de neus (mag over de rekker) met overlap aan de bovenzijde van de neus. Zorg dat de breedte van de tape voor de helft over de maskerrand en voor de helft op de huid kleeft.
- Stap 2: Druk de tape goed aan op de maskerrand en de aanliggende huid, zeker onder de ooghoeken (volledig gesloten)

## Hoe uittrekken?

- Ontsmet eerst de handen
- Trek het masker uit door de rekkers vast te nemen en langs 1 kant weg van het gezicht te trekken; normaal zal de tape meekomen met het masker
- Raak het masker of de tape zelf niet aan met de handen
- Gooi het masker in de gepaste afvalzak
- Ontsmet daarna de handen

## AFPLAKKEN “FFP2 TAPE NOSE”



Stap 1: Kleef een strook tape over de rand van het masker op de huid van wang tot op de bovenzijde van de neus en dit zowel links als rechts (overlap op neus)



Stap 2: zorg dat de tape goed vast kleeft op de huid aan de zijkanten van de neus onder de ooghoeken. Wrijf aan op huid en maskerrand

